

Stellar M22

Shine on



Cilt
tedavilerinin
geleceęi
řimdi bařlıyor

Işıldayın

Gökyüzündeki yıldızlar kadar çok insan var.
Her biri farklı.
Her biri özel.

Stellar M22™, gezegendeki herkesin dünyasını
değiştirebilir.

Ciltleri olabilecek en iyi şekilde gençleştğinde,
kendilerini iyi hissedecekler, kendilerine güvenecekler.

Bir yıldız gibi hissedecekler.

Işıldamaya devam edin.



Stellar M22 ile Sınır Gökyüzü

Stellar M22, gökyüzündeki en parlak takımyıldızından ilham alan güçlü bir modüler çoklu uygulama platformudur.

Farklı cilt tipleri, yaş ve cinsiyetteki farklı endikasyonları tek kullanımlık malzemelere ihtiyaç duymadan güvenli ve etkili bir şekilde tedavi etmenizi sağlar.

Stellar M22, daha fazla hastayı tedavi etmenizi ve işinizi büyütmenizi sağlayarak muayenehaneniz için belirgin bir rekabet avantajı yaratacaktır.

Sistem tamamen yükseltilebilir, böylece işiniz büyüdükçe Stellar M22 de ona uyum sağlayabilir ve onunla birlikte büyüyebilir.



Gerçek anlamda bütünsel bir tedavi yaklaşımı sunun



Daha fazla hasta çekin



Hızlı yatırım getirisinden yararlanın

Herkesin Işıldamasını Sağlayın

Stellar M22 daha fazla hastayı tedavi etmenizi ve işinizi büyütmenizi sağlar. Stellar M22 ile bu temel tedaviler ve çok daha fazlası için mevcut sonsuz olanakları keşfedin:

Photofractional™

Genel olarak iyileştirilmiş cilt görünümü için hem cilt dokusu hem de tonu için IPL ve ResurFX™'in sıralı tedavisi.

Pigmentasyon & Dövmeler

İstenmeyen pigmentasyonları ve dövmeleri azaltmak için invaziv olmayan tedavi.

Dokusal Uygulamalar

Cilt dokusunu iyileştirmek için fraksiyonel cilt gençleştirme çözümü.

Vasküler Lezyonlar

Bacak Damarları, Yüz Damarları, Kırık Kılcal Damarlar, Rosacea ve kızarıklık için non-invaziv tedavi.

Akne

Hem p.acnes bakterilerini hem de cildin pigmentasyonunu ve kızarıklığını hedefleyen nazik bir IPL tedavisi.

Tek bir modüler sistem. Tedaviler galaksisi



20'den fazla cilt rahatsızlığını tedavi etmek ve epilasyon için çok yönlü bir aplikatör

- Akne, Rosacea, Pigmentli ve Vasküler Lezyonları tedavi eder. Ayrıca foto gençleştirme yoluyla yaşlılık lekelerini azaltır.
- Optimal Pulse Teknolojisi (OPT®) atış şeklini ve uzunluğunu kontrol eder.
- Multiple-Sequential Pulsing (MSP™), atışlar arasında soğutma yaparken daha güvenli bir prosedür sağlar.
- 9 ExpertFilters™, saniyeler içinde değiştirilebilir.
- 3 SapphireCool™ ışık kılavuzu, sürekli temaslı soğutma sayesinde hasta konforu sağlar.



Etkili cilt yenileme için sadece bir geçiş gerekir, zamandan tasarruf sağlar ve hastanın cildini korur

- Tek gerçek fraksiyonel ablatif olmayan teknoloji.
- Daha fazla hasta konforu için sürekli temas soğutmalı son teknoloji CoolScan™ tarayıcı.
- İster tek bir lezyon ister tüm yüz olsun, optimum tedavi için 600'den fazla alan şekli, boyutu ve yoğunluğu kombinasyonu arasından seçim yapın.
- SapphireCool™ Uç penceresi sayesinde tedavi alanının kolay görünürlüğü.



Tüm cilt tiplerinde vasküler lezyonların ve bacak damarlarının hassas tedavisi için

- Multiple-Sequential Pulsing (MSP™) atışlar arasında soğutma sağlar. Vasküler Lezyonları tedavi ederken cilt hasarı riskini azaltır: alt atış serileri daha derin penetrasyon ve tedavi sırasında çok önemli olan genel olarak daha uzun atış süresi sağlar.
- 3 SapphireCool™ ışık kılavuzu, saniyeler içinde değiştirilebilir, sürekli temaslı soğutma yoluyla hasta konforu sağlar.




Pigmentli lezyonları tedavi ederek ve koyu renkli dövmeleeri kaldırarak cilt tonlama

- Gelişmiş tedavi güvenliği ve etkinliği için homojen 'Top Hat' ışın profili.
- Tüm Q-Switched uygulamaları için tek başlık.
- Özelleştirilmiş tedaviler için 7 spot boyutu.

Dünya dışı teknoloji

Stellar M22, 30'dan fazla kullanım endikasyonu ile tüm cilt tiplerini tedavi eder. Olağanüstü klinik sonuçlar için aynı tedavi seansında birden fazla en son teknolojiyi kullanma yeteneği.


OPT® - Optimal Pulse Technology



OPT® avantajları:

- Yüksek tepe gücü, daha kısa atışlar -fotorejuvenasyon ve iyi huylu pigmentli lezyonların tedavisinde kullanılan IPL cilt tedavileri için idealdir.
- Uzun atış süreleri boyunca homojen güç.

MSP™ - Multiple-Sequential Pulsing



MSP™ Teknolojisi:

Multiple-Sequential Pulsing (Çoklu-Sıralı Atış), atışlar arasında cildin soğutulmasını sağlayarak tedaviler sırasında cildin zarar görme olasılığını azaltır.

ResurFX™ CoolScan™ Şekilleri

Kullanıcı arayüzünden boyutları ve yoğunlukları değiştirilebilen 6 farklı şekil, tedavi hassasiyeti ve kontrolü sağlar.



Kullanımı ve öğrenmesi kolay

Tedavi ön ayarları da dahil olmak üzere pratik kullanıcı arayüzü ile.



Herkesin parlamasını sağlayın

Biz sonuçlarımıza güveniyoruz, siz de güvenebilirsiniz

Stellar M22'nin çoklu platform yetenekleri çok sayıda klinik çalışma ve hakemli makalede doğrulanmıştır. Dünyanın dört bir yanındaki uygulayıcılar sürekli olarak yüksek düzeyde hasta memnuniyeti ve tekrarlanabilir sonuçlar bildirmişlerdir.

Önce



4 Tedavi Sonra



IPL ile akne tedavisi

Li Yuanhong, MD tarafından sağlanmıştır.

Önce



Sonra



IPL ile Rosacea tedavisi

Gilly Munavalli, MD tarafından sağlanmıştır.

Önce



Sonra



ResurFX ile cilt yenileme

Matteo Tretti Clementoni, MD tarafından sağlanmıştır.

Önce



Sonra



IPL & ResurFX ile Photofractional™ tedavisi

Matteo Tretti Clementoni, MD tarafından sağlanmıştır.

Önce



Sonra



Nd:YAG ile varis tedavisi

Jose Miguel Montero Garcia, MD tarafından sağlanmıştır.

Önce



Sonra



Nd:YAG Q-Switched ile dövme silme

Michael Oeser, MD tarafından sağlanmıştır.

Önce



After



IPL ile vasküler tedavi

Matteo Tretti Clementoni, MD tarafından sağlanmıştır

"Yeni bir cihaz satın almayı düşündüğümde, yatırım getirisini ve cihazın parasını ne kadar çabuk ödeyebileceğimi düşünürüm... Ve cihazın parasını sadece birkaç ay içinde ödediğimizi görmek beni çok mutlu etti, ki bence bu inanılmaz!"

Melanie D. Palm, MD, MBA

Lumenis ile yolculuğunuz daha yeni başlıyor

İşletmenizin Lumenis ile büyümesini istiyoruz. Bu nedenle, ilk görüşmeyle başlayan ve işletmeniz faydalarını görmeye başladıkça sizinle birlikte olacak bir destek paketi hazırladık. İhtiyacınız olan tüm eğitimi almanızı ve en güncel klinik materyalleri edinmenizi sağlayan bir destek paketi sunuyoruz. Doğrudan tüketiciye yönelik pazarlama faaliyetlerimiz, Stellar M22'yi lazer ve hafif cilt tedavisi söz konusu olduğunda tercih edilen tedavi olmasını sağlayarak markayı desteklemektedir.



Lumenis Uygulama Bulucu

Her ay binlerce hasta tedavi sağlayıcıları arıyor. Kliniğinizi Lumenis Uygulama Bulucu'ya kaydederek kliniğinizi bulmalarına yardımcı olun. Bu dizini tanıtmak için influencer'lar, sosyal medya ve viral videolar aracılığıyla kampanyalar yürütüyoruz.



Lumenis online

Tüketicilerin estetik tedavileri hakkında pek çok sorusu bulunmaktadır. Hastalara yönelik özel web sitemiz, onlara tedavilere devam etmek için ihtiyaç duydukları güvenceyi ve güveni verecektir.



Ekip Eğitimi

Sistemi kuruyor ve personelinizi eğitiyoruz, böylece cilt tiplerini ve koşullarını değerlendirebiliyor ve her bir hasta için mükemmel tedavi planını oluşturabiliyoruz. 'Uzman' klinik eğitimi, konsültasyon ve tedavilerin güven içinde ele alınacağı anlamına gelir.



En Değerli Kaynağınız

Özel temsilciniz size bir e-posta, metin veya telefon uzaklığında. Kendinizi Lumenis ailesinin bir parçası olarak hissetmenizi istiyoruz, bu nedenle lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size 24 saat içinde geri dönmek için her zaman elimizden geleni yapacağız.



Kliniğinizi Markalaştırın

Bir Lumenis müşterisi olarak Lumenis Physician Portal'a erişiminiz olacaktır. Burada broşür ve poster gibi materyalleri bulabilirsiniz. Ayrıca çok sayıda klinik ve ürün bilgisine de erişebilirsiniz.



Kapsamlı Hizmet Ağı

Tıbbi ekipman onarımı ve bakımı için yüksek kaliteli, kapsamlı hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Lumenis hizmeti size güven verir, böylece ekipman yerine hasta bakımına odaklanabilirsiniz.

Özellikler

Stellar IPL™

Spektrum	400-1200 nm
ExpertFilters	Akne (400-600 & 800-1200); Vasküler (530-650 & 900-1200); 515 nm, 560 nm; 590 nm; 615 nm; 640 nm; 695 nm; 755 nm
Akış	56 J/cm²'ye kadar
Atış Süresi	4-20 ms
Atış Gecikmesi	5-150 ms
Atış Tipi	Multiple Sequential Pulsing (Çoklu Sıralı Atış)
Tekrar Hızı	1 Hz'e kadar
Spot Boyutu	35x15 mm²; 15x8 mm², 6mm
Soğutma	Sürekli temaslı soğutma

MultiSpot™ Nd:YAG

Dalga Boyu	1064 nm
Akış	10-225 J/cm²'ye kadar
Atış Süresi	2-20 ms
Atış Gecikmesi	5-100 ms
Atış Tipi	Multiple Sequential Pulsing (Çoklu Sıralı Atış)
Tekrar Hızı	1 Hz'e kadar
Spot Boyutu	6 mm; 2x4 mm²; 9 mm
Soğutma	Sürekli temaslı soğutma

Sistem Özellikleri

Boyutlar [ResurFX olmadan]	51X56X52 cm (21X22X20.5 inç)
Boyutlar [ResurFX ile birlikte]	51X56X65 cm(21X22X25.6 inç)
Ağırlık [ResurFX olmadan]	45 kg / 99.2 lbs
Ağırlık [ResurFX ile birlikte]	60 kg / 132.3 lbs
Elektriksel gereklilikler	100 - 240 VAC ±10%, 12A max, 50/60 Hz, tek faz, ayrılmış hat

Uyarılar ve Riskler

Herhangi bir lazer veya IPL'de olduğu gibi, güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için uygun özen gösterilmelidir.

Bu cihazı kullanmadan önce Stellar M22 kullanım kılavuzu iyice gözden geçirilmeli ve anlaşılmalıdır.

Stellar IPL, Multi-Spot Nd:YAG, Q-Switched Nd:YAG ve ResurFX dahil olmak üzere Stellar M22, aktif enfeksiyon, viral, fungal veya bakteriyel hastalıkları olan hastalar için kontrendikedir. Ayrıca cilt bozuklukları veya iltihaplı cilt rahatsızlıkları olan hastalar için de kontrendikedir.

IPL/Lazerin epidermal hasara neden olabileceğini unutmayın. Risk, daha yüksek akış/enerji ve cilt pigmentasyonu ile artar.

Stellar M22 kullanımı kızarıklık, şişme, pigmentasyon değişikliği ve yara izine neden olabilir. Kontrendikasyonların ve risklerin tam listesi için sistem kullanım kılavuzuna bakın.

© 2019 Lumenis Ltd, Tüm Hakları Saklıdır. Lumenis Şirketler Grubu. Lumenis, logosu, Stellar M22, Stellar IPL, OPT, Multiple-Sequential Pulsing, ExpertFilters, SapphireCool ışık kılavuzları, Photofractional, ResurFX ve CoolScan, Lumenis Şirketler Grubu'nun ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Lumenis ISO 13485:2012 sertifikalıdır.



Sadece Rx



Lumenis Ltd.
Yokneam Industrial Park
Hakidma Street 6, P.O.B. # 240
Yokneam 2069204, Israel
Tel: +972 4 959 9000

AMERİKA

San Jose, CA, ABD
T +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

JAPONYA

Tokyo, Japonya
T +81 3 4431 8300
F +81 3 4431 8301

EMEA

Dreieich Dreieichenhain,
Germany
T +49 6103 8335 0
F +49 6103 8335 300

Roma (RM), İtalya

T +39 06 90 75 230
F +39 06 90 75 269
Hertfordshire, UK
T +44 20 8736 4110
F +44 20 8736 4119

ASYA/PASİFİK

Pekin, Çin
T + 86 1057 3766 77
F + 86 1057 3767 67
Kowloon, Hong Kong
T + 852 2174 2800
F + 852 2722 5151

Taipei, Tayvan
T +886 2 7719 9098
F: +886 2 7719 9005

Seoul, Kore
T +82 2 6137 9225
F +82 2 6137 9231

Gurgaon, Hindistan
T +91 124 4220 795
F +91 124 4854 932

Sydney, Avustralya
T +61 1800 5863 64

© Lumenis Ltd 2019



LUMENIS.COM/Stellar-M22

PB-00002770 Rev B