



# Legend Pro

Dare to imagine



## Cildinizi iyileştirin

Hastalarınızın beklentilerini  
ve daha fazlasını karşılayan  
kişiselleştirilmiş estetik  
çözümler için eksiksiz  
platform

[LUMENIS.COM/AESTHETIC](http://LUMENIS.COM/AESTHETIC)

 **Lumenis®**  
Energy to Healthcare

Anında sonuç veren, uzun süreli etkili, minimum ağrı ve bekleme süresine sahip ve anestezi gerektirmeyen bir tedavi hayal edin...

Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi mi geliyor?  
Legend Pro™ bunların hepsi ve daha fazlası.

**Sinerjik teknolojilerin gücüne sahip platform**

Legend Pro™, her hastanın özel ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap vermek için kişiselleştirilmiş tedavi planları için sonsuz seçenek sunar. Legend M2™ kombine tedavi ile optimum sonuçlar elde edebilir ve hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

- Minimum ağrı ve bekleme süresi
- Anında görülebilir sonuçlar
- Kanıtlanmış kombine tedavi protokolü
- Kısa tedavi süresi





# Güvenliklerini ve uzun vadeli memnuniyetlerini sağlarken hastalarınızın dileklerini gerçekleştirin

**Her hasta kendi başına bir dünyadır; eksiksiz, benzersiz ve özgündür.**

Legend Pro™, kendilerine özel bakımlarla en iyi özelliklerini geliştirerek bu bireyselliğin tadını çıkarmalarını sağlar.

Legend Pro™ platformu, çok çeşitli etnik kökenlerden cilt tiplerini ve kusurları tedavi etme esnekliği ile hastalarınızın her birine doğru tedaviyi uyarlamak için eksiksiz bir araç kiti sunar.

Legend M2™ ile tedavi, cildin birden fazla katmanına ulaşarak cilt yenileme ve yenilemenin yanı sıra kırışıklık azaltma için geniş bir çözüm yelpazesi sunar.

## Uzman Yorumları

*"TriPollar® teknolojisi enerji üretir ve sonuçta cilt gençleştirme için kolajeni yeniden şekillendirir. TriPollar® kullanımı, ısının minimum ağrı ve rahatsızlıkla cilde yayılmasını sağlar. Daha az ağrı, hastalarımız için daha fazla konfor anlamına gelir ve kanıtlanmış klinik etkinliklerle birleştiğinde Legend'ı cilt gençleştirme için tercih edilen makinelerden biri haline getirir. Legend sistemi ile hastalarımın ve benim arzu ettiğimiz sonuçları tamamen elde edebiliyorum. Yüzdeki dermal hacimlendirme ve kırışıklık azaltma sonuçları olağanüstü. Cilt daha esnek ve elastik hale geliyor ve hastalarım yıllarca daha genç görünüyor ve hissediyor. En önemlisi, sonuçlar hastalarımın istediği gibi doğal görünümü."*

**Michael H. Gold, M.D., Nashville, Tennessee, ABD**

*"TriPollar® RF ve VoluDerm™, tedavileri hastalarım için özelleştirmeme ve en iyi sonuçları almama olanak sağlıyor. Hastalarım neredeyse ağrısız bir tedaviden geçtikleri için mutlular ve uyuşturmaya gerek kalmadan tedavi süresi kısalıyor. Bu benzersiz teknolojiler birden fazla endikasyonu tedavi etmeme ve olağanüstü sonuçlar almama olanak sağlıyor."*

**Matteo Tretti Clementoni, MD – Laserplast Sagl, Milan, İtalya**

## Görmek, İnanmaktır



Steve D. Shapiro, M.D. tarafından sağlanmıştır.



Önce

8 tedavi sonra



Cruzira Salazar, M.D. tarafından sağlanmıştır.



Önce

2 tedavi sonra



Cruzira Salazar, M.D. tarafından sağlanmıştır.



Önce

3 tedavi sonra


# Legend Pro™, vücudun doğal süreçlerini teşvik ederek ve geliştirerek her hastanın içindeki en iyiyi ortaya çıkarır.

Legend Pro™, cildin üst katmanlarının yenilenmesinde daha derin dermiste kolajen ve elastin liflerinin yenilenmesini desteklemeye kadar, hastalarınız için kişiye özel tedaviler ve kişiselleştirilmiş sonuçlar oluşturmak için invaziv olmayan teknolojilerden oluşan eksiksiz bir araç seti sunar.




## TriPollar®

Güvenli ve etkili bir şekilde odaklanmış RF enerjisi vererek **kolajen ve elastin liflerinin yenilenmesini tetikleyerek** derin dermisin kontrollü bir şekilde ısıtılmasını sağlar.



## VoluDerm™

RF destekli termal ultra ince elektrotlar ablasyon uygulayarak vücudun doğal iyileşme süreçlerini aktive eder, kontrollü mikro yaralar oluşturmak için mikro kanallar oluşturur, böylece **yeni ve sağlıklı cilt oluşumunu teşvik eder.**




## Akıllı Uç Tasarımı

Ultra ince elektrot ve uç yüzeyi arasında akan RF enerjisinin eşit dağılımını sağlayan benzersiz akıllı uç tasarımı, böylece kavislenme ve istenmeyen yan etki riskini azaltır.



## TriFractional™

Yara iyileşme süreci yoluyla cildin yenilenmesi için kontrollü hacimsel ısıtma ile temaslı RF ve nokta atışı ablasyonu uygulanması, cilt dokusunda iyileşme ve düzelme ile sonuçlanır.



# Mükemmellik için üretildi hem hastalar hem de hekimler için

Legend Pro™, hastalar ve hekimler için tedavinin güvenliğini ve konforunu sağlamak üzere oluşturulmuş benzersiz tasarım özellikleri içerir.

Ultra ince elektrotlar ve uç yüzeyi arasında RF akışı, **güvenli RF uygulaması** sağlar

**İstenen klinik etkiyi yaratmada esneklik** sağlamak için uzunluk ve yoğunluk bakımından farklılık gösteren çeşitli tek kullanımlık uç konfigürasyonları

**Tedavi boyunca optimum sıcaklık** sağlayarak klinik sonuçlara olan güveni artırmak için gerçek zamanlı hareket halinde milisaniye hassasiyetinde sıcaklık okuması.

Hasta biofeedback düğmesi, hastaların **tedavi sırasında konfor** seviyelerini bildirmelerine olanak tanır

Hastanın kıvrımlarına **yakın bir uyum** sağlamak ve **doktor tarafından rahat bir tedavi** sağlamak için ergonomik olarak tasarlanmıştır.





## Legend M<sup>2</sup>™ klinik olarak kanıtlanmış ve test edilmiş kombinasyon tedavisi

Legend Pro™'deki tescilli teknolojiler klinik araştırmalar ve pazar deneyimi ile bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

TriPollar® RF ve VoluDerm™ teknolojileri farklı cilt katmanlarını ayrı ayrı hedefler. TriPollar® teknolojisi ile ön ısıtma, doku empedansını düşürür ve vazodilatasyonu artırır, bu da VoluDerm™ ultra ince elektrotların etkinliğini artırabilir.

**Legend M2™** tedavisi sırasında fibroblastlar minimal invaziv ve non-invaziv olmak üzere iki farklı tetikleyiciye maruz kalır. İkili etki sinerjik bir sonuç yaratır. Legend M2™ benzersiz sinerjik tedavi, TriPollar® RF ile dokunun **makro** hacimsel ısıtmasını ve VoluDerm™ RF destekli ultra ince elektrotlarla odak noktalarının hassas **mikro** ısıtmasını birleştirerek hastalarınızın isteklerini gerçeğe dönüştürür.

## Görmek, inanmaktır.




Mark Rubin, M.D. tarafından sağlanmıştır.



Önce

5 tedavi sonra

Mark Rubin, M.D tarafından sağlanmıştır.



Önce

3 tedavi sonra

Steve D. Shapiro, M.D. tarafından sağlanmıştır.



Önce

3 tedavi sonra

**Legend M2™** tedavisi Steven D. Shapiro'nun "Voluderm micro-needle Technology for Treating Skin Laxity and Wrinkles-Initial Clinical Experience" makalesinde yayınlandığı gibi klinik deneyimle doğrulanmıştır.

Jacobs Journal of Experimental Dermatology, Ocak 2015

# Lumenis ile yolculuğunuz daha yeni başlıyor.

İşletmenizin Lumenis ile büyümesini istiyoruz. Bu nedenle, ilk görüşmeyle başlayan ve işletmeniz faydalarını görmeye başladıkça sizinle birlikte olacak bir destek paketi hazırladık. Bu, ihtiyacınız olan tüm eğitimi almanızı ve en güncel klinik materyalleri edinmenizi sağlar. Doğrudan tüketiciye yönelik pazarlama faaliyetlerimiz markayı destekleyerek Lumenis Legend Pro™'nun kırışıklık ve cilt yenileme tedavileri söz konusu olduğunda tercih edilen tedavi olmasını sağlar.



## Lumenis Uygulama Bulucu

Her ay binlerce hasta tedavi sağlayıcıları arıyor. Kliniğinizi Lumenis Uygulama Bulucu'ya kaydederek kliniğinizi bulmalarına yardımcı olun. Bu dizini tanıtmak için influencer'lar, sosyal medya ve viral videolar aracılığıyla kampanyalar yürütüyoruz.



## Lumenis online

Tüketicilerin estetik tedavileri hakkında pek çok sorusu bulunmaktadır. Hastalara yönelik özel web sitemiz, onlara tedavilere devam etmek için ihtiyaç duydukları güvenceyi ve güveni verecektir.



## Ekip Eğitimi

Sistemi kuruyor ve personelinizi eğitiyoruz, böylece cilt tiplerini ve koşullarını değerlendirebiliyor ve her bir hasta için mükemmel tedavi planını oluşturabiliyoruz. 'Uzman' klinik eğitimi, konsültasyonların ve tedavilerin güvenle ele alınacağı anlamına gelir.



## En Değerli Kaynağınız

Özel temsilciniz size bir e-posta, metin veya telefon uzaklığında. Kendinizi Lumenis ailesinin bir parçası olarak hissetmenizi istiyoruz, bu nedenle lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size 24 saat içinde geri dönmek için her zaman elimizden geleni yapacağız.



## Kliniğinizi Markalaştırın

Bir Lumenis müşterisi olarak Lumenis Physician Portal'a erişiminiz olacaktır. Burada broşür ve poster gibi materyalleri bulabilirsiniz. Ayrıca çok sayıda klinik ve ürün bilgisine de erişebilirsiniz.



## Kapsamlı Hizmet Ağı

Tıbbi ekipman onarımı ve bakımı için yüksek kaliteli, kapsamlı hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Lumenis hizmeti size gönül rahatlığı sağlar, böylece ekipman yerine hasta bakımına odaklanabilirsiniz.



# Özellikler

## Legend Pro™

| Parametreler                | Değer/Veri                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Giriş Voltajı               | 100-240V~, 50/60 Hz, maks. 2.2A       |
| Çalışma Modu                | VoluDerm™, TriFractional™, TriPollar® |
| Ön Ayar Parametreleri       | Var                                   |
| Maksimum çıkış gücü RF      | 50 Watts @ 200 Ohm                    |
| Maksimum çıkış voltajı      | 100±10 Vrms                           |
| Çıkış frekansı RF           | 1MHz                                  |
| <b>Platform Özellikleri</b> |                                       |
| Ağırlık                     | ~30 Kg / 66 lbs                       |
| Boyutlar                    | U18xG18 x Y43 İnç                     |

## Uyarılar ve riskler:

Legend Pro™, tedavi alanında kalp pili, defibrilatör veya herhangi bir implante elektronik cihaz, metal implant bulunan hastalar için kontrendikedir. Sistemin yanlış kullanımı olası yan etkilere neden olabilir.

Bu etkilerin nadir görülmesine ve geçici olması beklenmesine rağmen, yan etkiler tedavi sırasında veya kısa bir süre sonra ortaya çıkabilir. Yan etkiler aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir: uzamış veya doğal cilt dokusunda belirgin ağrı hasarı (kabarcık, yanık), aşırı cilt kızarıklığı (eritem), aşırı şişme (ödem), kırılğan cilt morarması, aşırı kaşıntı, pigmentasyon değişikliği (hiper-pigmentasyon veya hipo-pigmentasyon), yara izi akne ve sivilce gibi geçici cilt patlamaları. Kontrendikasyonların tam listesi için lütfen Kullanım Kılavuzuna bakın.

## TriPollar® Aplikatör

| TriPollar®  | Elektrot Sayısı | Sıcaklık Sensörü |
|-------------|-----------------|------------------|
| Aplikatör 1 | 6               | Dahili           |
| Aplikatör 2 | 3               | Dahili           |
| Aplikatör 3 | 3               | Harici           |

## Lumenis® Hakkında

Lumenis cerrahi, oftalmoloji ve estetik pazarları için minimal invaziv klinik çözümler alanında küresel bir liderdir ve lazer, yoğun atımlı ışık (IPL) ve radyo frekansı (RF) dahil olmak üzere enerji tabanlı teknolojiler geliştirme ve satma konusunda dünyaca tanınmış bir uzmandır.

Lumenis'in çığır açan ürünleri 50 yılı aşkın süredir tıbbi tedavileri yeniden tanımlamış ve çok sayıda teknolojik ve klinik altın standart belirlemiştir.

## VoluDerm™ Aplikatör

| VoluDerm™ uçları      | Ultra ince elektrot dizisi | Uzunluk | Atış Sayısı |
|-----------------------|----------------------------|---------|-------------|
| Gen36                 | 6x6                        | 0.6 mm  | 800'e kadar |
| Gen12                 | 6x2                        | 0.6 mm  | 800'e kadar |
| Gen100                | 10x10                      | 0.6 mm  | 800'e kadar |
| Gen36L                | 6x6                        | 1.0 mm  | 800'e kadar |
| TriFractional™ uçları | Pin dizisi                 | Uzunluk | Atış Sayısı |
| H7X7                  | 7x7                        | 0.2 mm  | 800'e kadar |

© 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Lumenis Şirketler Grubu. Lumenis, Logosu, Legend Pro, VoluDerm, TriPollar ve Trifractional, Lumenis Şirketler Grubu'nun ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. VoluDerm, TriPollar ve Trifractional, The Lumenis Group of Companies'in tescilli teknolojileridir.

**Lumenis LTD**  
Yokneam Industrial  
Park Hakidma Street 6,  
P.O.B. # 240  
Yokneam  
2069204, İsrail T: +972  
4 959 9000

**AMERİKA**  
San Jose, CA, USA  
T: +1 408 764 3000, +1 877 586  
3647 F: +1 408 764 3999



**Pollogen Ltd.,**  
6 Kaufman St., P.O.Box #50320  
Tel Aviv 6801298, İsrail

Daha fazla bilgi için: [www.lumenis.com](http://www.lumenis.com)  
© LUMENIS LTD 2018

PB-2010176 Rev G; 11610176

 **Lumenis®**  
Energy to Healthcare